



## Silicone a reazione di poliaddizione

a bassissima viscosita'

uso professionale odontotecnico

**Indicazioni:** Indicato per duplicazione in laboratorio

### DUPLIMED

- colore rosa
- durezza 14 ShA

### DUPLIMED HARD

- colore arancio
- durezza 25 ShA

### Particolarità:

- rapida polimerizzazione
- fluidita' elevata
- alto indice di scorrevolezza
- ottimo recupero elastico
- ottima riproduzione dei dettagli
- dimensionalmente stabile nel tempo
- buona resistenza alla lacerazione
- compatibilita' a tutti i materiali odontotecnici gessi resine rivestimenti

Confezionamento in bottiglia 1+1 kg. tanica 5 + 5 kg.

Rapporto di miscelazione 1:1