



## Silicone a reazione di poliaddizione

### ad altissima viscosita' per protesi fissa

#### uso professionale odontoiatrico

**Indicazioni:** Indicato per impronta come massa base speciale in presenza di sottosquadri

- per tecnica doppia impronta in associazione ad extreme light hydro
- o monoimpronta bimateriale tecnica sandwich in associazione a seconda impronta extreme regular hydro

#### **Particolarità:**

- elevata elasticità e resistenza allo strappo
- alto indice di scorrevolezza
- non mucocomprime
- ottimo recupero elastico
- ottima resistenza alla deformazione
- durezza finale 52 Sh. A
- dimensionalmente stabile nel tempo
- assenza di untuosità superficiali
- colore lilla

Confezionamento in barattolo A + barattolo B 300+300 ml.