



## Silicone a reazione di poliaddizione a bassa viscosita' idrofilo per protesi fissa uso professionale odontoiatrico

**Indicazioni:** Indicato per impronta come fluido di correzione

- per tecnica doppia impronta

### **Particolarità:**

- rapida polimerizzazione per maggior confort del paziente
- alto indice di scorrevolezza
- ottima riproduzione dei dettagli
- ottimo recupero elastico
- ottima resistenza alla deformazione
- dimensionalmente stabile nel tempo
- ottima resistenza alla lacerazione
- idrofilo-tissotropico
- atossico-disinfettabile
- colore blu

Confezionamento in cartuccia 50+50 ml.

Rapporto di miscelazione 1:1