



Silicone a reazione di poliaddizione a media viscosita' idrofilo per protesi fissa uso professionale odontoiatrico

Indicazioni: Indicato per impronta come fluido di correzione

- per tecnica doppia impronta o monoimpronta due materiali in associazione a extreme putty soft normal

Particolarità:

- rapida polimerizzazione per maggior confort del paziente
- alto indice di scorrevolezza
- ottima riproduzione dei dettagli
- ottimo recupero elastico
- ottima resistenza alla deformazione
- dimensionalmente stabile nel tempo
- ottima resistenza alla lacerazione
- idrofilo-tissotropico
- atossico-disinfettabile
- colore bordeaux

Confezionamento in cartuccia 50+50 ml.
Rapporto di miscelazione 1:1