



Silicone a reazione di poliaddizione

ad altissima viscosita' per protesi fissa

uso professionale odontoiatrico

Indicazioni: Indicato per impronta come massa base

- per tecnica doppia impronta o monoimpronta bimateriale tecnica sandwich in associazione a seconda impronta extreme regular hydro

Particolarità:

- alto indice di scorrevolezza
- non mucocomprime
- ottimo recupero elastico
- ottima resistenza alla deformazione
- durezza finale 52 Sh. A
- dimensionalmente stabile nel tempo
- assenza di untuosità superficiali
- colore verde

Confezionamento in barattolo A + barattolo B 300+300 ml.