



## Silicone a reazione di poliaddizione ad alta viscosità per una veloce e precisa registrazione del morso

uso professionale odontoiatrico

**Indicazioni:** Indicato per tutte le registrazioni intraorali, registrazione dell' arco gotico, controlli in relazione centrica.  
Compatibile con i sistemi CAD CAM a lettura ottica, laser e tattile.

### Particolarità:

- rapida polimerizzazione per maggior confort del paziente
- alto indice di scorrevolezza
- ottima riproduzione dei dettagli
- rapido < 60 sec.
- ottima resistenza alla deformazione
- dimensionalmente stabile nel tempo
- alta rigidità 95 ShA
- idrofilo-tissotropico
- atossico-disinfettabile
- colore azzurro

Confezionamento in cartuccia 50 ml.  
Rapporto di miscelazione 1:1